



## FICHA TECNICA

SR/NO	ITEM NO.	IMAGEN	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	MEDIDAS	MATERIALES/COMPONENTES	USO
1	KY-H5		AIR MATTRESS (Colchón de aire)	130 células de burbuja Aletas finales, kit de reparación, manguera 1.5M	235*110*95mm	Clase médica Taiwán Nanya PVC Bomba de plástico / aluminio	<p>El método tradicionalmente aceptado de control de úlcera por presión es a su vez el cliente a intervalos regulares y para observar las áreas de riesgo con regularidad.</p> <p>El colchón de presión alterna tiene como objetivo complementar este tratamiento, la observación del cliente y el giro cuando sea necesario deben seguir siendo considerados como parte del tratamiento.</p>



### EMPAQUE PRIMARIO/ SECUNDARIO

el contenedor primario que es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton

